

DEXP

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

ETB-120B
Электрлік
тіс щеткасы

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Электрлік тіс щеткасы — тістерді тазартуға және қызыл иекке массаж жасауға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғы балалар мен білекті, сезінімдік немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Егер сіз ыңғайсыздықты немесе ауырсынуды сезсеңіз, құрылғыны қолдануды дереу тоқтатып, дәрігерге қаралыңыз.
- Құрылғыны күн сәулесінен және қуатты жылу көздерінен алыс ұстаңыз.
- Құрылғының ақаулары немесе дұрыс жұмыс істемеуі жағдайында (мысалы, деформация, тіс щеткасының немесе зарядтағыштың қызып кетуі, жану иісі немесе оғаш шу) оны пайдалануды тоқтатып, қуат көзінен ажыратыңыз.
- Зарядтағыштың жұмыс кернеуі номиналды кернеуге сәйкес келетініне және зарядтағыш розеткаға мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, өрт немесе электр тогының соғуы мүмкін.
- Зарядтау кәбілін құрылғыдан және қуат көзінен ажыратқаннан кейін құрғақ шүберекпен шаңнан үнемі тазалаңыз. Әйтпесе, ылғал кәбілдің оқшаулауына зақым келтіруі мүмкін, бұл өртке әкеледі.

- Зақымдалған кәбілі бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Зақымдалған кәбілді ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны тек жеткізілген зарядтағышпен зарядтаңыз.
- Егер сіз бұл құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланды жоспарламасаңыз, оны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Ауыр периодонтитпен, ауыз қуысының басқа ауруларымен немесе ауыз қуысының ауруларына күдікпен ауыратын адамдар қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек.

Батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз. Температура режимін сақтаңыз. Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (40 °C-тан жоғары) және өте төмен (-10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды. Бөлшектемеңіз, күйдірмеңіз, зақымдану белгілері бар батареяларды пайдаланбаңыз.

Құрылғы сұлбасы



1. Нейлон қылшықтары.
2. Тіс щеткасының саптамасы.
3. Көп функциялы батырма.
4. Жарық индикаторы.
5. Зарядтау тірегі.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: ЕТВ-120В.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Ауыспалы саптама.
- 3 жұмыс режимі: тазалау режимі, массаж режимі, лүпіл режимі.
- Айналу жылдамдығы: 8000 айн/мин дейін.
- Автоматты өшіру таймері (2 минут).
- Таймер-ауыз қуысының келесі бөлігін тазалауға көшу қажеттігін білдіретін индикатор (30 сек.).
- Толық зарядтау уақыты: 10-12 сағат.
- Батареяның қызмет ету мерзімі: 15 күн.
- Аккумулятор: Li-ion, 600 мА·сағ.
- Ылғалдан қорғау класы: IPX7.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Саптама — 2 дана.
- Зарядтау тірегі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Тіс тазалау

1. Ылғал қылшықтарға қажетті мөлшерде тіс пастасын жағыңыз.
2. Құрылғыны қосу үшін мүмкіндіктерге бай батырманы басыңыз.
3. Сәйкес режимді таңдау үшін мүмкіндіктерге бай батырманы басып тұрыңыз. Индикатор шамы жанады: жасыл — тазалау режимі, көк — массаж режимі, қызыл — лүпіл режимі. Бір ұзақ басу үш режимнің біріне сәйкес келеді. 5 секунд ішінде қажетті режимді таңдаңыз, содан кейін щетка автоматты түрде осы режимде жұмысын жалғастырады.
4. Тістеріңізді тазалаңыз.
5. Қолданғаннан кейін құрылғыны өшіріп, қылшықтарды жақсылап шайыңыз.
6. Щетканы жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Құрылғыны зарядтау

- Зарядтау тірегін электр желісіне қосыңыз.
- Щетканы тірекке қойыңыз.
- Зарядтау үрдісі басталған кезде щетка тұтқасындағы жарық шамы қызыл болып жанады. Құрылғы толығымен зарядталған кезде индикатор шамы жасыл болып жанады.
- Зарядтау аяқталғаннан кейін щетканы зарядтау тұғырынан алыңыз және оны электр желісінен ажыратыңыз.

Ескертпелер:

- Бірінші қолданар алдында құрылғының толық зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- Қызыл жыпылықтайтын жарық шамы батареяның аздығын көрсетеді, құрылғыны зарядтау қажет.

Саптаманы ауыстыру

- Саптаманы орнату үшін оның алдыңғы бөлігін тұтқаның алдыңғы бөлігімен туралаңыз және саптаманы тұтқадағы арнайы сырыққа бекітіңіз.
- Саптаманы алу үшін оны ақырын тартыңыз.
- Қылшықтардың деформациясы анықталған кезде саптаманы әр 3 ай сайын немесе осы кезеңнен ертерек өзгерту ұсынылады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың шығарылуын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуандун Хань Ичэнь Интэллиджент Тэкнолоджи Ко., Лтд.

302 каб., 1 ғим., Хуанчжуан, Чашань № 45 бөлімі, Шида тас жолы, Чашань, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

EAC



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



