

RENPHO

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ



renpholife.ru

RF-FM059

Благодарим вас за покупку массажера для ног RENPHO. Получая удовольствие от массажа, вы должны использовать массажер с осторожностью и соблюдением безопасности. Для обеспечения безопасности и предотвращения повреждения имущества внимательно прочитайте данное руководство и используйте его в соответствии с указаниями. Несоблюдение их может привести к серьезным травмам или серьезному материальному ущербу.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ используйте этот продукт в качестве замены медицинской помощи.

НЕ используйте этот продукт не выключая более 30 минут. Отключайте прибор по крайней мере на 30 минут между использованиями. Интенсивное использование может привести к перегреву прибора и сокращению срока его службы.. Использование функции нагрева детьми или недееспособными лицами без присмотра может быть опасным.

Этот продукт не предназначен для использования детьми младше 9 лет.

Функция нагрева не должна использоваться лицами, нечувствительными к теплу.

Прибор не предназначен для использования в медицинских целях.

Если у вас есть какие-либо опасения относительно вашего здоровья, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого прибора.

Лица имеющие установленный кардиостимулятор должны проконсультироваться с врачом перед использованием этого продукта.

В случае беременности, диабета или болезни проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта.

Массаж должен быть приятным и комфортным. При возникновении боли или дискомфорта в мышцах или суставах в течение длительного периода времени, прекратите использование и

обратитесь к врачу. Никогда не используйте массажер на открытых ранах, обожженных, воспаленных участках тела или на которых присутствуют кожные высыпания или язвы.

!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать машину, находясь под воздействием алкоголя, снотворных или седативных средств.

Ощущение зуда, покалывания, покраснение участков кожи, где использовался массажер после использования является нормальным. Эти симптомы обычно быстро исчезают. Однако, если эти симптомы сохраняются в течение длительного периода времени, мы рекомендуем вам проконсультироваться с врачом, так как это может быть более серьезное заболевание..

Во избежание появления синяков не нажимайте слишком сильно на устройство.

НЕ оставляйте прибор без присмотра, когда он используется или подключен к сети. Дети не должны прикасаться к прибору во время его использования. Следите за тем, чтобы они не могли взяться за шнур и потянуть за него.

Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, шнур и адаптер питания в воду или другие жидкости.

НЕ используйте и не храните изделие в раковинах, ваннах или душах, содержащих воду, или рядом с проточной водой.

НЕ используйте в ванне, душе, спа, бассейн и т. д.

Всегда отключайте электрический адаптер прибора из розетки после использования.

НЕ используйте этот прибор, если он падал или какие-либо части прибора (включая шнур или адаптер питания) были повреждены.. Использование принадлежностей, не предназначенных для использования с данным прибором, может привести к травмам пользователя или повреждению прибора.

НЕ ставьте данное устройство на другие бытовые приборы, на неровные поверхности или в места, где оно может подвергаться воздействию источников тепла (например, радиаторов или печей), прямых солнечных лучей, большого количества пыли.

Прибор нельзя размещать рядом с горячей газовой или электрической горелкой или помещать в нагретую духовку.

Прибор всегда следует выключать, прежде чем отключать от сети.

Никогда **НЕ** тяните за шнур, чтобы отсоединить сетевой адаптер ни от прибора, ни от розетки. В этом приборе нет деталей, которые может обслуживать пользователь.

Если этот прибор будет использоваться третьей стороной, пожалуйста, приложите к нему руководство по эксплуатации.

Следите за тем, чтобы дети и младенцы не играли с пластиковыми пакетами или упаковочным материалом.

НЕ используйте прибор с мокрыми руками или мокрыми ногами, чтобы снизить риск поражения электрическим током.

НЕ переносите прибор за шнур питания.

НЕ используйте прибор во время сна.

НЕ используйте этот продукт перед сном. Массажер оказывает стимулирующее действие и может ухудшить засыпание.

НЕ используйте этот продукт в постели.

НЕ накрывайте прибор во время использования. Это может привести к перегреву, возгоранию, поражению электрическим током, повреждению имущества или травмам. Длительное воздействие нагрева может привести к ожогам кожи.

Этот прибор **НЕЛЬЗЯ** использовать для домашних животных.

НЕ позволяйте домашним животным лежать на приборе или жевать его или электрический шнур и т. д.

Никогда **НЕ** дотрагивайтесь и не прикасайтесь к упавшему в воду прибору. Немедленно отключите прибор от розетки электросети.

Правильно размещайте шнур адаптера питания, чтобы на него нельзя было наступить, споткнуться или защемить предметы, расположенными на нем или рядом с ним.

НЕ храните и не используйте прибор в местах с высокой температурой.

Если адаптер питания или шнур питания адаптера питания повреждены, не используйте его. В этом случае он должен быть утилизирован во избежание опасности поражения электротоком.

ТОЛЬКО для внутреннего бытового использования. Промышленное или коммерческое использование приводит к снятию гарантии на прибор.

Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный несоблюдением этих инструкций или другим неправильным обращением с прибором.

Дополнительные инструкции по технике безопасности, касающиеся вилки и шнура питания

При использовании удлинителя:

Технические характеристики удлинителя должны соответствовать или превышать технические характеристики данного устройства.

Не допускайте, чтобы шнур свисал с края рабочей поверхности или соприкасался с плитой или другими горячими поверхностями.

Не используйте шнур или вилку в случае видимого износа или повреждения.

!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 9 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний техники безопасности, только если они находятся под присмотром и проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанную с этим возможную опасность. Дети не должны играть с прибором.

Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

Технические параметры

Номинальное напряжение: DC 12 В 2.5 А

Номинальная мощность: 30 Вт

Размер: 16.8 (Д) x 15.3 (Ш) x 9.7 (В) дюймов
42.7 (Д) x 38.8 (Ш) x 24.7 (В) см

Вес: 7.7 фунтов (3.5 кг)

Схема устройства



Функционирование

Время: выберите таймер автоматического отключения 15 или 30 минут.

Интенсивность разминающего массажа: выберите интенсивность разминающего массажа: низкая, средняя или высокая.

Интенсивность подачи воздуха: выберите уровень давления воздуха: низкий, средний или высокий.

Подогрев: нажмите на кнопку On/Off для функции нагрева.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Массаж ног в течение 15 или 30 минут один или несколько раз в день поможет облегчить боль в мышцах, улучшить кровообращение и эффективно побороть бессонницу.

1. Подключите прибор к сети электропитания. Кнопка питания (POWER) должна мигать, массажер находится в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку питания (POWER). Интенсивность разминающего массажа и подачи воздуха будет на низком уровне (L). По умолчанию автоматическое отключение происходит через 15 минут, при этом индикатор горит красным цветом.
3. Нажмите кнопку Time, чтобы изменить автоматическое отключение на 30 минут, индикатор станет синим.
4. Нажмите кнопки «Интенсивность разминающего массажа» (Knead Intensity) и «Уровень давления воздуха» (Air intensity), чтобы отрегулировать интенсивность разминающего массажа и подачи воздуха (L, M, H).
5. Нажмите кнопку Heat, чтобы включить/выключить функцию нагрева.
6. Массажер для ног подходит для мужского размера ноги US 12 (мужской размер EC 46).

Чтобы снять и постирать чехол для ног:



1

2

3

4

Напоминание: мы рекомендуем ограничить время массажа 15–30 минутами. Более длительное время массажа может вызвать легкую боль.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Использование не номинального напряжения (DC 12 В/2.5 А) запрещено.
2. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать массажер или заменять детали.
3. Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен ремонтной службой или квалифицированным специалистом во избежание потенциальных угроз.
4. Не используйте и не храните прибор в местах, подверженных воздействию высоких температур и влажности.
5. Всегда отсоединяйте шнур из розетки после использования.
6. Следите за тем, чтобы работа этого прибора не превышала 30 минут в любой момент времени.
7. Если вы плохо себя чувствуете или испытываете какой-либо дискомфорт при использовании этого прибора, немедленно прекратите им пользоваться.
8. Если при использовании прибор перегрелся или вы почувствовали неприятный запах, немедленно прекратите им пользоваться и отключите от питания.

9. Люди, имеющие заболевания сердца или кардиостимулятор, нарушение функции суставов, воспаление или травмы, остеопороз, высокий риск развития тромбозов, металлические и искусственные импланты, страдающие диабетом, флебитом, тромбозом, должны проконсультироваться со специалистом перед использованием массажного устройства для домашнего использования.

10. Не используйте острые предметы при обращении с массажером, чтобы избежать повреждений.

11. Пожалуйста, держите прибор в чистоте. Вы можете использовать мягкую ткань и нейтральное моющее средство.

12. Не вставляйте, когда используете массажер. Не кладите на устройство чрезмерно тяжелые вещи, чтобы избежать повреждений.

13. Прибор обладает устройством защиты от перегрева, оно автоматически отключается, когда температура превышает безопасное значение.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Прибор не работает	<ol style="list-style-type: none">1. Отключено питание, или вилка неплотно подключена к розетке2. Выключатель питания выключен, или таймер был сброшен3. Двигатель автоматически отключается из-за того, что устройство слишком долго активирует защиту от перегрева	<ol style="list-style-type: none">1. Повторно подключите к источнику питания.Включите выключатель питания еще раз.Используйте массажер после естественного охлаждения двигателя
Интенсивность массажа слишком высокая или слишком низкая	Нога расположена под неправильным углом	Отрегулируйте угол контакта для получения умеренной интенсивности

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантия на Ваше устройство RENPHO составляет один год с момента покупки. С подробными условиями Вы можете ознакомиться на нашем сайте:

<https://renpholife.ru>

Примечание: для выполнения нами гарантийных условий Вам не требуется регистрировать продукт.

Дата изготовления продукта указана на упаковке.

Срок службы прибора – 2 года.

Товар поставляется в собранном виде, специальных требований к перевозке и хранению не установлено.

Утилизировать в соответствии с законодательством места реализации.

Товар сертифицирован.

RENPHO

Импортер/Служба потребителей: ООО «Сидгроус», 195279, Россия, город Санкт-Петербург, муниципальный округ Пороховые внутригородская территория, Индустриальный проспект, дом 44, корпус 2, литера А, помещение 507, рабочее место 4. Тел. 8 (800) 300 0663.

Произведено в Китае. Производитель: «Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.» / «Шэньчжэнь Руийи Бизнес Технолджи Ко. ЛТД», Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, 518000, Китай.