

Руководство по эксплуатации Электрическая зубная щетка

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электрическая зубная щетка GALAXY LINE GL4983 (далее по тексту - электрическая зубная щетка, зубная щетка, щетка, прибор, электроприбор, изделие) - это современное, удобный...

2 При появлении неприятных или болевых ощущений во время использования щетки.

ВНИМАНИЕ! Если у вас есть кардиостимулятор или другой имплантированный прибор, проконсультируйтесь с врачом или производителем имплантированного прибора перед использованием щетки.

ВНИМАНИЕ! Поломка насадки-щетки может представлять опасность ударами мелкими деталями или повредить зубы.

- 1 Перед каждым использованием убедитесь, что насадка установлена согласно п. 6.2. Никогда не используйте прибор без насадки;
2 Если зубную щетку роняли на пол, перед следующим использованием замените насадку-щетку, даже при отсутствии видимых повреждений;
3 Меняйте насадку-щетку каждые 3 месяца или чаще по мере изнашивания;
4 Тщательно очищайте насадку после каждого использования (см. п. 8.1 Чистка и уход).



ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор вблизи воды в ванная комнатах, душах, бассейнах и т.д. Электроприбор нельзя погружать в воду и другие жидкости. Не трогайте работающий прибор мокрыми руками!

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проконсультированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбору людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусматривать все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА



Рис. 1

Элементы электроприбора (Рис. 1):

- 1. Сменная насадка-щетка
2. Кнопка включения / выключения / режима
3. Индикаторы режимов
4. Индикатор заряда аккумулятора и работы
5. Ручка
6. Разъем питания зубной щетки
7. Подставка для зарядки с USB кабелем
8. Кейс для хранения

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при его наличии);

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т. п.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при их наличии) и наклейку с серийным номером изделия на ручке электроприбора!

6.2 Установите насадку-щетку на ручку электроприбора;

Примечание - При установке насадки на ручку не нажимайте на насадку зубной щетки с чрезмерной силой, это может повредить ее или ручку зубной щетки. После установки насадки на ручку зазор между ними будет в 2-3 мм. Такая конструкция необходима для улучшения качества вибрации насадки.

6.3 Полностью размотайте USB кабель подставки для зарядки;

6.4 Полностью зарядите аккумулятор электроприбора, горизонтально установив зубную щетку разъемной подставкой для зарядки, затем подключив USB кабель к USB порту сетевого зарядного устройства (не поставляется в комплекте). Далее подключите сетевое зарядное устройство к розетке в сети 220-240 В ~ 50 Гц. Индикатор заряда аккумулятора будет мигать зеленым цветом. Если индикатор горит зеленым постоянно, это означает, что аккумулятор заряжен полностью;

Примечания

- 1. Время непрерывной работы - до 2,5 часов на режимах с максимальной вибрацией, до 1,5 часов на режимах с максимальной вибрацией;
2. Цикл полного заряда аккумулятора составляет около 12 часов.
ВНИМАНИЕ! Зарядите аккумуляторную батарею электроприбора перед первым использованием, при низком уровне заряда, а также после длительного перерыва в его эксплуатации.
ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь электроприбором во время зарядки.
6.5 Отсоедините USB кабель от USB порта сетевого зарядного устройства (не поставляется в комплекте), выключенного в сети;
6.6 Снимите зубную щетку с подставки для зарядки;
6.7 Ручку прибора протрите влажной тканью;
6.8 Насухо вытрите прибор.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Части, которые необходимо закреплять, должны быть установлены так, чтобы они не могли упасть в воду.

7.1 Начните щетинки насадки-щетки и положите на них немного зубной пасты;

7.2 Поместите насадку напротив зубов под незначительным углом к деснам;

7.3 Нажмите кнопку включения/выключения/режима для включения прибора. Индикатор заряда будет гореть зеленым цветом;

Примечание - Если индикатор заряда мигает красным цветом, это означает, что прибор требуется зарядка (см. Раздел 6).

7.4 Нажатием кнопки включения/выключения/режима выберите один из следующих пяти режимов работы:
- отбеливание;
- чистка;
- глубокая чистка;
- деликатная чистка;
- массаж десен.

Выбранный режим будет подсвечиваться индикатором ротового цвета;

7.5 Мысленно разделите полость рта на 4 части. Чистите наружную и внутреннюю поверхность зубов каждой части по 15 секунд. Таймер будет сигнализировать о необходимости чистки следующего участка полости рта кратковременной постановкой щетки на паузу (таймер смены области чистки). Выделите отдельное время для чистки внутренней поверхности зубов включенной щеткой и языка выключенной щеткой;

7.6 Аккуратно и медленно проводите щетинками насадки-щетки по поверхности зубов, слегка нажимая на нее. Следите, чтобы щетинки проникали в межзубные промежутки. Передвигайте насадку от зуба к зубу в течение всего цикла чистки;

При появлении неприятных или болевых ощущений во время использования щетки.
ВНИМАНИЕ! Если у вас есть кардиостимулятор или другой имплантированный прибор, проконсультируйтесь с врачом или производителем имплантированного прибора перед использованием щетки.
ВНИМАНИЕ! Поломка насадки-щетки может представлять опасность ударами мелкими деталями или повредить зубы.
1 Перед каждым использованием убедитесь, что насадка установлена согласно п. 6.2. Никогда не используйте прибор без насадки;
2 Если зубную щетку роняли на пол, перед следующим использованием замените насадку-щетку, даже при отсутствии видимых повреждений;
3 Меняйте насадку-щетку каждые 3 месяца или чаще по мере изнашивания;
4 Тщательно очищайте насадку после каждого использования (см. п. 8.1 Чистка и уход).

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Чистка и уход

ВНИМАНИЕ! Насадку-щетку, ручку и подставку для зарядки с USB-кабелем нельзя мыть в посудомоечной машине.

- Ополаскивайте насадку-щетку после каждой чистки, предварительно сняв ее с ручки прибора. Промойте в теплой проточной воде;
• Протрите всю поверхность ручки влажной тканью;
• Тщательно высушите прибор и насадку-щетку после чистки.

8.2 Рекомендации

Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов. Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Прибавьте рекомендовать хранить в вертикальном положении рабочей частью вверх, в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +0 до +40 °C и относительной влажности не более 80%. При перевозке, погружке, разгрузке и хранении изделия в условиях повышенной влажности, описанных в руководстве по эксплуатации, следующим требованиям:
- запрещается подвергать изделие внешнему механическому воздействию, которое может привести к повреждению изделия и/или нарушению его упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.
Все поверхности изделия должны быть сухими. Берегите изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.
Не допускайте хранения изделия на расстоянии менее 0,5 м от включенных отопительных приборов.

9.1 Утилизация

Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт приема изделий электроприборов. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города. Батарея должна быть удалена из прибора перед его утилизацией. Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи. Батарея должна утилизироваться безопасно.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора составляет 3 года.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдения правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве. Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.
ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:
Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии в Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительное бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами и т. допущенными по вине компании-изготовителя.

11.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

- 11.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:
- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров входного постоянного напряжения и тока требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.
11.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.
11.1.3 Неисправности, возникшие вследствие неадекватного обращения или хранения изделия, такие как:
- Наличие трещины на металлических элементах изделия;
- Обрывы и надрезы USB кабеля;
- Сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.
11.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшие выход прибора из строя.
11.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.
11.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также принадлежностей и комплектующих, поставляемых в комплекте с электроприбором (насадка-щетка, подставка для зарядки с USB кабелем).
11.1.7 К безусловным признакам нарушения гарантии относятся:
- деформация или оплывание деталей и узлов изделия;
- потемнение или облупивание изоляции жила проводов.
Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет. Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится бесплатно в авторизованном сервисном центре.
Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте galaxy-tecs.ru.

12 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «МЕГАПОЛИС».
Адрес: 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А.
Адрес электронной почты: mail@imbirsk-crown.ru
Телефон: +78422324242
Изготовитель: Вэнъюкоу Волсун Интелгент Технолоджи Ко., ЛТД.
РФ Рун 610. П/О 62-66 Циньфэн руд, Сунтай суб-дистрикт, Лучэн дистрикт, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.
Сделано в КНР.

Дата изготовления указана на серийном номере лейбла (информационная табличка), расположенном на самом изделии. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - импортер и номер заказа / месяц год изготовления / порядковый номер изделия

GALAXY LINE

Срок гарантии 24 месяца Кепілд мерзімі 24 ай

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки GALAXY LINE. Мы уверены в качестве нашей продукции и всегда стремимся улучшить его. В случае возникновения проблем с нашим гарантийным обслуживанием в сервисных мастерских. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте: galaxy-tecs.ru, а также по QR-коду.
Телефон горячей линии: 8-804-333-51-52 (звонок по РФ бесплатный)



galaxy-tecs.ru

Курметті сатып алушы!

GALAXY LINE сүзүд табысан тандаганңыз үчүн алгыс айтымыз. Биз өнімидиздиң сапасына сенімдиз және аркашан оны жаңартуу тырысамыз. Бузылган жагдайда, Сізди сервистік шеберханаларда кепілдікті қызмет көрсетумен қамтамасыз етуге дайынбыз. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе galaxy-tecs.ru сайттан, сондай-ақ, QR-код бойынша білуге болады.
Жаңадан желі телефоны: 8-804-333-51-52 (РФ бойынша қоңырау соғу тегін)

Наименование изделия

Буйымның атауы

Модель

GL4983 черный/кара

Серийный номер

Сериялық нөмірі

Торговая организация

Сауда ұйымы

Дата продажи

Сатылған күні

День / Күн

Месяц / Ай

Год / Жыл

Проведено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Тексерілді, мән қысқартылған ережелер мен шарттармен кепілдік танымтам.

Печать продавца Сатушының мөрі

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ / ЖӨНДЕУ ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТ

Table with 5 columns: No, Сервис-центр / Сервис-орталығы, Дата приема / Қабылдау күні, Дата выдачи / Берілген күні, Подпись мастера / Қолы шебер

Гарантийные условия и дополнительную информацию вы можете найти в руководстве по эксплуатации изделия. Кепілдік шарттары және қосымша ақпаратты таба аласыз пайдалану жөніндегі басылымды бұйымдар.

