

114mm

70mm

Инструкции по технике безопасности

При первом использовании этого продукта у Вас может возникнуть зуд или небольшое кровотечение. Это происходит потому, что десны не привыкли к такому типу эффеbтивной чистки. Рекомендуется установить мягкий режим чистки и чистить зубы головкой с мягкой щеткой. Десны обычно привыкают к такой чистке, и симптомы прекращаются через 1-2 недели. Если симптомы сохраняются более 2 недель, прекратите использование зубной щетки и проконсультируйтесь со стоматологом.

Предупреждение

- Если Вы носите брекеты, имейте зубные протезы или импланты, перед использованием продукта обратитесь к стоматологу для консультации.
- Данный продукт соответствует стандартам безопасности для электронных устройств. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом или проконсультируйтесь по вопросам, связанным с совместимостью или другими имплантатами.
- Этот продукт предназначен только для чистки зубов, десен и языка. Не используйте его для других целей. Если Вы чувствуете дискомфорт или боль, прекратите использование продукта и обратитесь к врачу.
- Не погружайте корпус в воду или любую другую жидкость.
- Не подставляйте к источнику питания, если электрическая цепь мертва.
- Данное изделие оснащено встроенным аккумулятором. Не бросайте его в огонь, не используйте при высоких температурах и не подставляйте изделие на воздействие.
- Берегите изделие от ударов и не допускайте его падения. Если изделие повреждено в результате механического воздействия, прекратите его использование.
- Не модифицируйте, не разбирайте и не рекомендуйте данное изделие третьим лицам.
- Зубные щетки могут использоваться дети и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточными опытом и знаниями, если они делают это под надзором или после инструкции по безопасному использованию прибора и помещают связанные с этим оповещения. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра, не разрешайте детям играть с прибором.
- Зарядка зубной щетки realme Sonic Electric Toothbrush M2 должна осуществляться только от источника питания безопасного внешнего напряжения.

Электронные устройства

- максимальная выходная мощность: < 65,55 дБм/А при 3 м
- Частотный диапазон: 133 КГц

Информация об изделии

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием изделия в режиме его нормального обpоpка.

1. Присоедините кабель с защитным колпачком

2. Зарядка вил/адаптера

3. Индикатор уровня зарядки

4. Индикатор режима чистки

5. Индикатор аккумулятора

6. Зарядный кабель

7. Головка зубной щетки

8. Кабель для зарядки Type-C

1. Присоедините кабель с защитным колпачком

2. Зарядка вил/адаптера

3. Индикатор уровня зарядки

4. Индикатор режима чистки

5. Индикатор аккумулятора

6. Зарядный кабель

7. Головка зубной щетки

8. Кабель для зарядки Type-C

Эксплуатация изделия

1. Выньте головку зубной щетки так, чтобы щетинки были направлены в ту же сторону, что и передняя часть рукоятки, и установите головку зубной щетки на рукоятку, следя за тем, чтобы между двумя частями оставался определенный зазор (как показано на рисунке), чтобы головка щетки не соприкасалась с рукояткой при высокочастотных вибрациях, что увеличивает мощность электропривода.

2. Снимите щетинки и выньте необходимое количество зубной пасты на головку зубной щетки.

3. Включите/выключите питание/переключите режимы

4. Частота зубной щетки

5. Включение/выключение питания/переключение режимов

6. Автоматический таймер и напоминание о смене зоны

7. Автоматическая функция паузы

8. Частота головки зубной щетки

3. Включение/выключение питания/переключение режимов

4. Частота зубной щетки

5. Включение/выключение питания/переключение режимов

6. Автоматический таймер и напоминание о смене зоны

7. Автоматическая функция паузы

8. Частота головки зубной щетки

3. Включение/выключение питания/переключение режимов

4. Частота зубной щетки

5. Включение/выключение питания/переключение режимов

6. Автоматический таймер и напоминание о смене зоны

7. Автоматическая функция паузы

8. Частота головки зубной щетки

realme

Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.
No. 19 Tuling Avenue, Yuliangshan, Yubei District, Chongqing, 6307

说明书图纸

项目名称:

真我电动牙刷 M2 说明书 RTX2102 英文版

字体: Gilroy系列

尺寸:
70x114mm

折法:

风琴折

Регулярная зарядка

Состояние зубной щетки	Индикатор уровня зарядки аккумулятора	Заряд аккумулятора
Работа	Зарядается зеленым и горит постоянно	100—40%
	Выключается красный + дважды вибрирует после завершения работы	20—10%
	Красный индикатор дважды мигает + две вибрации (не удайте вибрировать прибор)	<10%
Зарядка	Зарядается зеленым и горит постоянно	100%
	Зарядается зеленым и мигает	100%—20%
	Зарядается красным и мигает	<20%

Зубная щетка не будет нормально включаться, если заряд аккумулятора менее 10% (если в этот момент коротко нажать кнопку включения/выключения, индикатор питания будет мигать красным цветом, а зубная щетка будет вибрировать в течение короткого времени, чтобы напомнить пользователю о необходимости зарядить прибор). Для полной зарядки зубной щетки потребуется примерно 3 часа времени зарядки (зависит от состояния зарядки аккумулятора).

Основные характеристики

Наименование изделия	realme Sonic Electric Toothbrush M2
Модель	RTX2102
Номинальное напряжение	3,7 В постоянного тока
Номинальная мощность работы	3 Вт
Время зарядки	Примерно 3 часа
Номинальный выход	5 В×1 А
Номинальная мощность зарядки	10 Вт
Время зарядки	Примерно 3 часа
Номинальный выход	5 В×1 А
Номинальная мощность зарядки	10 Вт

Поиск и устранение неполадок

Проблема	Причина	Решение
Не удается включить/установить индикатор	Щетка разряжена	Отключите зарядку
Головка зубной щетки не установлена на приборной волне	Посторонние частицы в гнезде головки	С помощью инструмента удалите посторонние частицы из гнезда головки зубной щетки
Чрезмерное вращательное движение и нестабильность частоты зарядки	Посторонние частицы между головкой и ручкой зубной щетки	Очистите приборную волну
Выходная головка зубной щетки имеет сильный шум	Головка зубной щетки не установлена на приборной волне	Замените на оригинальную головку зубной щетки
Не работает датчик	Чрезмерное частое использование или длительное использование частоты зарядки	Измените головку зубной щетки и очистите от посторонних частиц
Остаточная реакция при нажатии кнопки	Посторонние частицы между головкой и ручкой зубной щетки	Правильно установите головку зубной щетки и очистите от посторонних частиц
Не работает датчик	Использование нестандартного адаптера	Используйте стандартный адаптер 5 В/1 А
Остаточная реакция при нажатии кнопки	Зубная щетка имеет повреждение в режиме зарядки	При использовании правильного метода зарядки прибор должен заряжаться около 30 минут. Если красная лампочка аккумулятора не загорается в течение длительного времени после выполнения, значит, режим зарядки не работает.

Специальные применения:

Литиевый аккумулятор следует снимать только при утилизации продукта.
Перед извлечением аккумулятора убедитесь, что он разряжен.
Не разбирайте прибор, если вы не являетесь специалистом.
Декларация соответствия ЕС (DoC)
Настоящая компания Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd. заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям директивы 2014/53/EU по радиобезопасности. С декларацией соответствия можно ознакомиться по адресу www.realme.com/global/support/441-declaration

Гарантия

Благодарим Вас за приобретение продукции realme. Если в течение 12 месяцев со дня покупки возникнут проблемы, связанные с производственным браком, Вы можете воспользоваться гарантийным обслуживанием нашей компании.

Важные аспекты:

1. При покупке изделия продавцом выданы Вам чек, подтверждающий покупку.
2. Пользователь должен хранить гарантийный талон и чек, подтверждающий покупку, подтверждающий обpоpка, так как их нельзя заменить при упpоpе.
3. Если неисправность изделия не вызвана действием пользователя, последний может предъявить гарантийный талон и подтверждающий покупку документ в центре обслуживания клиентов realme для бесплатного технического обслуживания в течение гарантийного периода.

Негарантируемые случаи:

Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:
1. Истечение гарантийного периода.
2. Повреждение вызвано несоблюдением инструкции.
3. Повреждение в результате действий пользователя.
4. Повреждение в результате несанкционированной разборки, обслуживания или модификации изделия.
5. Повреждение в результате обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения, землетрясения, удара молнии и так далее).
6. Отсутствие гарантийного талона, чека, либо несоответствие информации в гарантийном талоне и чека.
7. Естественный износ изделия.
8. Другие обpоpки и повреждения, не вызванные качеством изделия.

Веб-сайт: www.realme.com

10

Гарантийный талон (экземпляр клиента)

Уважаемый пользователь, благодарим Вас за выбор продукта нашей компании. Пожалуйста, прочтите и надежно сохраните гарантийный талон после покупки изделия, чтобы мы могли предоставить Вам услуги наивысшего качества.

Информация о пользователе

Имя пользователя: _____
Номер телефона: _____
Адрес: _____
Эл. почта: _____

Информация об изделии

Модель изделия: _____
Серийный номер изделия: _____

Информация о продаже

Дата покупки: _____
реквизиты чека: _____
Место покупки: _____
Номер телефона: _____
Адрес: _____

11

Гарантийный талон (экземпляр клиента)

Уважаемый пользователь, благодарим Вас за выбор продукта нашей компании. Пожалуйста, прочтите и надежно сохраните гарантийный талон после покупки изделия, чтобы мы могли предоставить Вам услуги наивысшего качества.

Информация о пользователе

Имя пользователя: _____
Номер телефона: _____
Адрес: _____
Эл. почта: _____

Информация об изделии

Модель изделия: _____
Серийный номер изделия: _____

Информация о продаже

Дата покупки: _____
реквизиты чека: _____
Место покупки: _____
Номер телефона: _____
Адрес: _____

12

realme

realme Sonic Electric Toothbrush M2
Руководство по эксплуатации

RTX2102

Это руководство содержит важную информацию. Внимательно прочитайте его перед использованием изделия.