

# Braun Oral-B Pro 3 D505.513.3 elektr tish choʻtkasidan foydalanish boʻyicha qoʻllanmasiga ilova

## Tehnik hususiyatlar

Nasadkalar soni: 1 ta

Rejimlar soni: 3 ta

Quvvatlanishi: akkumulyatordan

Ishlash vaqti: 48 daqiqa

## Oʻrnatish, sotish va utilizatsiya qilish qoidalari hamda shartlari

- Qurilma hech qanday oʻrnatish yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan ishlatilishi kerak, chang, ifloslik, urilish va boshqa zararli taʼsirlardan himoya qiling.
- Qurilmani sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak
- Qurilmaning ishlash muddati tugagach, uni oddiy maishiy chiqindilar bilan tashlash mumkin emas. Buning oʻrniga, qurilma tegishli qabul punktiga topshirilishi va keyinchalik qayta ishlash hamda utilizatsiya qilinishi kerak, bu jarayon federal yoki mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshiriladi. Ushbu mahsulotni toʻgʻri utilizatsiya qilish orqali siz tabiiy resurslarni asrashga va notoʻgʻri ishlov berish natijasida atrof-muhit va inson salomatligiga keladigan zararlarning oldini olishga yordam berasiz. Mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida qoʻshimcha maʼlumotni mahalliy hokimiyat organlaridan yoki chiqindilarni olib ketish boʻyicha korxonalaridan olishingiz mumkin.

## **Qo'shimcha ma'lumotlar**

**O'zbekiston Respublikasida importyor:** IP MChJ "DNS GLOBAL", Toshkent shahri, Mirabad tumani, Sayid Baraka ko'chasi, 34-a uy, Movarounnahr MFY, O'zbekiston Respublikasi

**Elektron pochta manzili:** [Gusev.SA1@dns-shop.ru](mailto:Gusev.SA1@dns-shop.ru)

**Huquqiy ma'lumotlar:** "Braun GmbH "

Germaniya, Frankfurter Straße 145, 61476 Kronberg

**Germaniyada ishlab chiqarilgan**

**Ro'yxatga olish raqami:** EAЭC RU C-DE.AЯ46.B.25905/22

Importyor, ishlab chiqaruvchi va ishlab chiqaruvchi vakolatli shaxs haqidagi to'g'ri ma'lumotlar ushbu foydalanish qo'llanmasining ilovasida keltirilgan. Ishlab chiqarilgan sana, shuningdek kafolat va foydalanish muddati ma'lumotlari qadoqda ko'rsatilgan.

