

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Массаж жағасы
MP-50BW

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Негізгі функциялар	5
Техникалық сипаттамалары	5
Жинақталым.....	5
Құрылғы сұлбасы	6
Пайдалану	6
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	7
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге жоғары сапа, функционалдық және дизайн талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Массаж жағасы — бұл дененің әртүрлі аймақтарын уқалауға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Пайдаланғаннан кейін және құрылғыны тазалау алдында қысқа тұйықталуды болдырмау үшін ашаны розеткадан суырған жөн.
- Құрылғыға су түссе, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз.
- Массаж жағасын құрғақ бөлмеде, ылғалдан қорғайтын, қараңғы, құрғақ жерде, тікелей күн сәулесінің қолы жетпейтін жерде сақтау ұсынылады. Құрылғыны дымқыл бөлмелерде, сондай-ақ су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау ұсынылады.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Массаж жағасы электр желісіне қосылған кезде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғы пайдаланылмаса, оны желіден ажырату ұсынылады.
- Массаж жағасын тек осы нұсқаулыққа сәйкес пайдаланыңыз.
- Осы нұсқаулықта сипатталмаған қосымшаларды пайдаланбаңыз.
- Розетка немесе құрылғының өзі зақымдалған, ақаулық болса немесе құрылғыға су тиіп кетсе, массаж жағаны қолданбаңыз.
- Құрылғыны жылыту құрылғыларының жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны ұйықтап жатқанда пайдаланбаңыз.
- Жақында үй-жайға күйдіргіш аэрозольдер шашылған болса, массаж жағасын қолданбаңыз.
- Инфрақызыл қыздыру салдарынан өрт шығу қаупін болдырмау үшін құрылғының астына жастықтарды немесе басқа материалдарды қоймаңыз.
- Құрылғыны ажырату үшін барлық функцияларды өшіріп, ашаны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны қан айналымы нашар және сезімтал терісі бар адамдарға пайдалану ұсынылмайды.
- Құрылғыны жарақаттанған, әдеттен тыс пигментті немесе сезімтал емес теріге қолданбаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Негізгі функциялар

- Инфрақызыл жылытуы бар 8 массаж бастары шаршауды басады және демалуға көмектеседі.
- Массаж бастарының қозғалысының екі бағыты: сағат тілімен және сағат тіліне қарсы.
- Массаж жағасының пішіні дененің әртүрлі аймақтарына массаж жасауға мүмкіндік береді: мойын, арқа, бел және т. б. Тұтқалар құрылғыны ыңғайлы орналастыруға және оны қажетті күйде ұстауға көмектеседі.
- Массаждық жаға шаршауды, кернеуді және бұлшықет ауырсынуын жеңілдетуге, қан айналымын және жасуша алмасуын жақсартуға мүмкіндік береді.
- Автокөлік адаптері массаждық жағаны үйде немесе кеңседе ғана емес, сонымен қатар жолда қолдануға мүмкіндік береді..

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: MP-50BW.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат көзі адаптерінің параметрлері:
 - Кіріс: 100–240 В, 50 Гц.
 - Шығыс: $12\text{ В} = 2\text{ А}$.
- Қуаты: 24 Вт.
- Массаж: жылу және механикалық.
- 2 режим.
- Инфрақызыл жылыту.
- 15 минуттан кейін автоматты түрде өшіру.
- 8 массаж роликтері.
- Екі бағытта айналу.
- Желіден және темекі тұтатқыштан электр қуат көзі.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Сымды бекіту түрі: X.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Желі адаптері.
- Темекі тұтандырғыш қосқышы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы сұлбасы



1. Торлы жамылғы.
2. Массаж бастары.
3. Басқару тақтасы.
4. Температура қосқышы.
5. Қуат беру батырмасы.
6. Массаж бастарының қозғалыс бағытын ауыстыру.

Пайдалану

1. Құрылғыны ИҚ-қыздыру массаж режимінде қосу үшін қуат беру батырмасын басыңыз.
2. Массаж бастары сағат тілімен қозғалады.
3. Тиісті қосқыштардың көмегімен қажетті қыздыру температурасын және массаж бастарының қозғалыс бағытын орнатыңыз.

МАҢЫЗДЫ:

- Массаж сеансының ұсынылатын ұзақтығы — 15 минут.
- Бір бұлшықет топтарын бірнеше рет қатарынан уқаламаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үйжайларда жемірілу тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі керек.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау орнына қайта өңдеуге тапсырылуы керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс пайдаланбаған жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығару кәсіпорнынан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Вэньчжоу Сунлин Хэлскеа Эквипмент Ко., Лтд.

Ваньсян тас жолы, Хуан Лун ауылы, Вань Цюань, Пинъян уезді, Вэньчжоу қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.4

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілді мерзім ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілді мерзім бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Өнімді пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланған жағдайда, кепілді қызмет көрсетуге кепілді мерзім ішінде тұтынушының кесірінен болмаған істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсыншысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділікті болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



