

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Массаж жағасы
MP-50BW

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Массаждық жаға — бұл дененің әртүрлі аймақтарын уқалауға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Пайдаланғаннан кейін және құрылғыны тазалау алдында қысқа тұйықталуды болдырмау үшін ашаны розеткадан суырған жөн.
- Құрылғыға су түссе, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз.
- Массаж жағасын құрғақ бөлмеде, ылғалдан қорғайтын, қараңғы, құрғақ жерде, тікелей күн сәулесінің қолы жетпейтін жерде сақтау ұсынылады. Құрылғыны дымқыл бөлмелерде, сондай-ақ су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау ұсынылады.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Массаж жағасы электр желісіне қосылған кезде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғы пайдаланылмаса, оны желіден ажырату ұсынылады.
- Массаждық жағаны тек осы нұсқаулыққа сәйкес пайдаланыңыз.
- Осы нұсқаулықта сипатталмаған қосымшаларды пайдаланбаңыз.
- Розетка немесе құрылғының өзі зақымдалған, ақаулық болса немесе құрылғыға су тиіп кетсе, массаждық жағаны қолданбаңыз.
- Құрылғыны жылыту құрылғыларының жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны ұйықтап жатқанда пайдаланбаңыз.
- Жақында бөлмеде коррозиялық аэрозольдар шашылған болса, массаждық жағаны қолданбаңыз.
- Инфрақызыл қыздыру салдарынан өрт шығу қаупін болдырмау үшін құрылғының астына жастықтарды немесе басқа материалдарды қоймаңыз.
- Құрылғыны ажырату үшін барлық функцияларды өшіріп, ашаны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны қан айналымы нашар және сезімтал терісі бар адамдарға пайдалану ұсынылмайды.
- Құрылғыны жарақаттанған, әдеттен тыс пигментті немесе сезімтал емес теріге қолданбаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Негізгі функциялар

- Инфрақызыл жылытуы бар 8 массаж бастары шаршауды басады және демалуға көмектеседі.
- Массаж бастарының қозғалысының екі бағыты: сағат тілімен және сағат тіліне қарсы.
- Массаж жағасының пішіні әртүрлі массаж жасауға мүмкіндік береді
- дене аймақтары: мойын, арқа, төменгі арқа және т.б. Тұтқалар құрылғыны ыңғайлы орналастыруға және оны қажетті күйде ұстауға көмектеседі.
- Массаждық жаға шаршауды, кернеуді және бұлшықет ауырсынуын жеңілдетуге, қан айналымын және жасуша алмасуын жақсартуға мүмкіндік береді.
- Автокөлік адаптері массаждық жағаны үйде немесе кеңседе ғана емес, сонымен қатар жолда қолдануға мүмкіндік береді.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: MP-50BW.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат адаптерінің параметрлері:
 - Кіріс: 100–240 В, 50 Гц.
 - Шығыс: 12 В = 2 А.
- Қуаты: 24 Вт.
- Массаж: термиялық және механикалық.
- 2 режим.
- Инфрақызыл жылыту.
- 15 минуттан кейін автоматты түрде өшіру.
- 8 массаж роликтері.
- Екі бағытта айналу.
- Желіден және темекі тұтандырғышынан қуат көзі.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы. ағымдағы: II.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Сымды бекіту түрі: X.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Желі адаптері.
- Шылым шегетін розетка.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғының сыртқы түрі



1. Тор кеудеше.
2. Массаж бастары.
3. Басқару панелі.
4. Температура қосқышы.
5. Қуат батырмасы.
6. Массаж бастарының қозғалыс бағытын ауыстыру.

Құрылғыны пайдалану

1. Құрылғыны инфрақызыл массаж режимінде қосу үшін қуат батырмасын басыңыз.
2. Массаж бастары сағат тілімен қозғалады.
3. Сәйкес қосқыштарды пайдаланып, қажетті қыздыру температурасын және массаж бастарының қозғалыс бағытын орнатыңыз.

МАҢЫЗДЫ:

- Массаж сеансының ұсынылатын ұзақтығы — 15 минут.
- Бір бұлшықет топтарын қатарынан бірнеше сеансқа массаж жасамаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Вэньчжоу Сунлин Хэлскеа Эквипмент Ко., Лтд.

Ваньсян тас жолы, Хуан Лун ауылы, Вань Цюань, Пинъян уезі, Вэньчжоу қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



