

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (irriqator — ağız suvarıcısı) yalnız təyinatı üzrə — diş və diş ətlərinin su/maye təzyiqi ilə təmizlənməsi üçün istifadə edin. Diş həkiminizin xüsusi tövsiyələri varsa, onlara əməl edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və su təhlükəsizliyi

- Yalnız komplektdəki və ya uyğun adapterlə şarj edin; şarj zamanı cihazı vannə/rakovina yaxınlığında suya məruz qoymayın.
- Cihazın əsas (motor) blokunu, adapteri və kabeli suya batırmayın; yalnız nasadka və rezervuar yuyula bilər (təlimata uyğun).
- Yaş əllə adapterə toxunmayın; cihazı, kabeli və ya adapteri zədəli halda istifadə etməyin.

İstifadə zamanı

- Nasadkanı ağıza qoymazdan əvvəl cihazı aşağı təzyiqdən başlayın; birbaşa yüksək təzyiqlə istifadə etmək diş ətlərinə zərər verə bilər.
- Nasadkanı yalnız təmiz halda istifadə edin; nasadkanı ailə üzvləri arasında paylaşmayın — hər istifadəçi üçün ayrıca nasadka istifadə edin (gigiyena üçün).
- Diş həkiminiz əks göstəriş verməyibsə (məsələn, müəyyən diş əməliyyatlarından sonra) normal istifadə edin; şübhə olduqda həkimlə məsləhətləşin.
- Rezervuara yalnız təmiz su və ya istehsalçının icazə verdiyi məhlulu (məsələn, duru ağız yaxalayıcısı) qoyun; qaynar su tökməyin.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın və nəzarətsiz istifadəsinə icazə verməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- İstifadədən sonra rezervuarı boşaldıb qurudun ki, bakteriya/kif yaranmasın.
- Cihazı quru yerdə saxlayın; nasadkaları qapaqlı, gigiyenik saxlama qutusunda saxlamaq tövsiyə olunur.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı qismən dolu saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Rezervuarı təmiz su (və ya icazə verilən məhlulla) doldurun.
2. İstədiyiniz nasadkanı taxıb kliklə bağlayın.
3. Cihazı yandıraraq ən aşağı təzyiq səviyyəsindən başlayın.
4. Nasadkanı diş ətinizə yaxın tutub diş aralarını ağzınızı yumşaq açıq saxlayaraq, əyilib lavaboya doğru suvarın.
5. Tədricən rahat hiss etdiyiniz təzyiq səviyyəsinə keçin.
6. İş bitdikdə cihazı söndürün, nasadkanı çıxarıb yuyun, rezervuarı boşaldın.

Qeyd: Diş həkimləri adətən gündə bir dəfə, dişləri fırçalamadan sonra istifadəni tövsiyə edir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Nasadkanı hər istifadədən sonra yuyun; müntəzəm olaraq (istehsalçının tövsiyə etdiyi müddətdə) yeni nasadka ilə dəyişin.
- Rezervuarı mütəmadi yuyub qurudun; ərp/çöküntü yaranarsa təlimata uyğun təmizləyin (məsələn, su-sirkə məhlulu ilə).
- Əsas bloku və adapteri yumşaq, az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Batareya boşalıb / qida yoxdur	Cihazı şarj edin/fişi yoxlayın
Su/maye axını zəifdir	Rezervuar boşdur / nasadka tıxanıb / təzyiq aşağı təyin olunub	Rezervuarı doldurun, nasadkanı yoxlayın, təzyiqi artırın
Cihaz sızır	Rezervuar düzgün bağlanmayıb / kipləşdirici zədəlidir	Rezervuarı düzgün yerləşdirin, kipləşdiricini yoxlayın
Nasadka fırlanmır/işləmir	Nasadka düzgün oturmayıb	Nasadkanı kliklə bağlanana qədər taxın
Şarj olmur	Kabel/adapter zədəlidir / kontaktlar nəmdir	Başqa kabel sınayın, kontaktları qurudun

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Diş əti qanaması davam edərsə və ya ağrı yaranarsa, istifadəni dayandıraraq diş həkiminə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (rezervuar/nasadka istisna).
- Qidalanma: batareya/akkumulyator, adapterin markalanmasına uyğun.

Texniki göstəricilər (rezervuar həcmi, təzyiq rejimləri, komplektdəki nasadkaların sayı, batareya işləmə müddəti və s.) konkret modelin qablaşdırılmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.