

მოწყობილობის დანიშნულება

ირიგატორი — სპეციალური მოწყობილობაა კბილის ნადების, კბილთაშუა სივრცეებიდან საკვების ნარჩენების მოსაცილებლად და ღრძილების მასაჟისთვის წყლის ჭავლის პულსაციის მეშვეობით.

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისათვის, აგრეთვე შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება კონტროლი მათი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- არ გამოიყენოთ და არ შეინახოთ მოწყობილობა ისეთ ადგილებში, სადაც ის შეიძლება შემთხვევით ჩავარდეს აბაზანაში ან ნიჟარაში.
- არ შეეხოთ დამტენ მოწყობილობას სველი ხელებით.
- არ მოათავსოთ მოწყობილობა წყალში ან სხვა სითხეში.
- დაუშვებელია მოცემულ მოწყობილობასთან სხვა მწარმოებლების კომპლექტაციის (აქსესუარების) გამოყენება.
- არ დაუშვათ უცხო საგნების მოხვედრა მოწყობილობის ნებისმიერ ხვრელში.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ USB-კაბელი დაზიანებაზე. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული USB-კაბელით. თვალი ადევნეთ, რომ USB-კაბელი არ ეხებოდეს ცხელ ზედაპირებს.
- მოწყობილობის რეზერვუარის შევსება დასაშვებია მხოლოდ წყლით ან სტომატოლოგის მიერ რეკომენდებული ხსნარით.
- თუ გაქვთ სამკაულები პირის ღრუში, მოიხსენით ისინი მოწყობილობის გამოყენებამდე.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ენაზე ღია ჭრილობის ან პირის ღრუში არსებული სხვა დაზიანებების შემთხვევაში.
- ნუ მიმართავთ წყლის ჭავლს ენის ქვეშ, ყურებში, ცხვირში ან სხვა მგრძობიარე ორგანოებზე, რადგან ამან შესაძლოა გამოიწვიოს ტრავმები.
- პირველი გამოყენებისას ღრძილებმა შესაძლოა დაიწყოს მცირედი სისხლდენა, მაშინაც კი, თუ ისინი ჯანსაღია — ეს ნორმალურია, რადგან ისინი ჯერ კიდევ არ არიან მიჩვეულნი წნევის ქვეშ მყოფი წყლის ჭავლის ზემოქმედებას. სისხლდენა, როგორც წესი, წყდება **1–2 კვირიანი** ადაპტაციის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ სისხლდენა ზედმეტად ძლიერია ან ის გრძელდება პროცედურების დაწყებიდან 2 კვირის შემდეგაც, შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და გაიარეთ კონსულტაცია ექიმთან.
- პირველი გამოყენებისას რეკომენდებულია აირჩიოთ წყლის ჭავლის დაბალი წნევა.
- თუ ბოლო 2 თვის განმავლობაში გადაიტანეთ ოპერაცია პირის ღრუში, ირიგატორის გამოყენებამდე აუცილებლად გაიარეთ კონსულტაცია სტომატოლოგთან. მკაცრად დაიცავით მისი რჩევები და რეკომენდაციები.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ისეთ ადაპტერთან, რომლის კვების პარამეტრები განსხვავდება ტექნიკურ მახასიათებლებში მითითებულისგან.
- გაუმართაობის ან მოწყობილობის არაკორექტული მუშაობის აღმოჩენის შემთხვევაში, შეწყვიტეთ მისი გამოყენება და გამოსთიშეთ იგი კვების წყაროდან.
- ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად, არასოდეს დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად. მოცემული მოწყობილობა არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც შესაძლებელია მომხმარებლის მიერ. რემონტისთვის მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის-ცენტრს.