





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Напольные весы
BTF2 , BTF3**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки «Evolution». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и ухода за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение

Напольные весы EVOLUTION предназначены только для бытового использования внутри помещений и не подходят для профессионального или промышленного применения. Предназначены для измерения веса тела человека.

Измеренные значения веса тела, BMI (индекс массы тела), BFR (индекс жировой массы), мышечной массы, доля воды, костной массы, BMR (базальный уровень обмена веществ), висцерального жира, уровня белка, возраста тела, стандартного веса, телесного жира приведены только для справки. Вам следует проконсультироваться со специалистом, если Вы соблюдаете какую-либо диету или программу тренировок.

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в закрытых транспортных средствах любого вида при температуре -25 °C до +35 °C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков солнечного излучения и механических повреждений.

Храните устройство внутри помещений, в местах, не подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже 0 °C). Держите устройство подальше от источников тепла. Не допускайте воздействия на него прямых солнечных лучей.

После приобретения прибора используйте его после выдерживания при комнатной температуре в течение 30 минут.

Информация о товаре

- Комплектация: весы - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Питание: батареи AAA 4 x 1.5 В . Батарейки в комплект не входят!
- Примечание: при первом использовании откройте крышку батарейного отсека для установки батарей с соблюдением полярности. Если весы не работают, полностью извлеките батареи и снова вставьте их.
- Максимальная нагрузка: 180 кг/396.
- Точность измерения: 0,1 кг/0,2 фунта.
- Автоматическое включение и выключение.
- Примечание: весы включаются, когда на них кладут вес более 5 кг.
- Измеряемые параметры: вес тела, BMI (индекс массы тела), BFR (индекс жировой массы), мышечная масса, доля воды в организме, костная масса, BMR (базальный уровень обмена веществ), висцеральный жир, телесный жир, уровень белка, метаболический

возраст.

- Платформа из закаленного стекла.
- Индикация низкого заряда батареи и перегрузки.
- Подключение к смартфону: Bluetooth.
- Приложение для управления вашим умным устройством «Smart Life».
- Совместимость: приложение доступно для устройств iOS и Android с версией IOS 8.0 (и выше) или Android версии 5.0 (и выше) и Bluetooth 4.0 (или более поздней версии).

Работа устройства

Измерение массы тела

Если Вы не подключите Bluetooth, а затем встанете на весы, они измеряют только вес Вашего тела.

Подробный анализ вашего тела



Для этого необходимо воспользоваться мобильным приложением «Smart Life» и подключить весы к смартфону с помощью Bluetooth. В приложение добавить устройство. Производить измерения, встав на платформу босыми ногами.

Пожалуйста, перед взвешиванием выполняйте следующие действия:

- Используйте весы на твердой и плоской поверхности. Не используйте их на ковре или мягкой поверхности.
- Осторожно встаньте босыми ногами на платформу весов. Стойте как можно более неподвижно, пока значение веса не отобразится на дисплее и не загорится светодиод.
- Весы автоматически отключатся, если Вы не будете совершать дальнейших действий.



Подключение весов к смартфону

1. Включите на вашем смартфоне Bluetooth.
 2. Загрузите приложение «Smart Life» .
- Отсканируйте нижеприведенный QR-код:



Или скачайте приложение «Smart life» в магазине Apple store или в Google Play.



3. При первом запуске приложения «Smart Life», пройдите процедуру регистрации аккаунта. Введите номер своего мобильного телефона или адрес электронной почты для регистрации аккаунта. Введите код подтверждения и придумайте пароль.

Регистрация

Russia >

E-mail

Продолжить


Код подтверждения

— — — — —

4. Добавление и настройка устройства.

Шаг 1


Откройте приложение Smart Life, нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу главной страницы «Home»/«Дом» или «Добавить устройство»/«Add device».



Шаг 2

Включите Bluetooth на смартфоне.

Для подключения устройства вручную выберите «Smart Scale» с типом синхронизации со смартфоном Bluetooth (BLE).




Шаг 3

Включите устройство. Если индикатор быстро мигает, поставьте отметку об этом и нажмите < Далее > . Если требуется сброс устройства, сделайте следующее:

1. Включите устройство. Отключите устройство и через 10 секунд повторно включите его.
2. Удерживайте кнопку сброса на весах (около батарейного отсека) в течение 5 секунд.
3. Убедитесь, что индикатор мигает быстро и включите поиск устройства.

Внимание! Полный процесс сопряжения необходимо выполнить в течение 3 минут после сброса устройства.

Сброс устройства



Включите устройство и убедитесь, что индикатор быстро мигает.

Внимание: процесс сопряжения необходимо выполнить в течении 3 минут после сброса устройства.

✓ Убедитесь, что индикатор мигает быстро

Далее

Шаг 4

Дождитесь окончания процесса подключения устройства. Выберите шкалу расположенной комнаты, можете отредактировать название устройства и нажмите кнопку «Завершено». Вернитесь на страницу «Home»/ «Дом», Вы увидите список подключенных устройств. Выберите «Smart Scale».

Устройство успешно добавлено



EVOLUTION Smart Scale 

Устройство успешно добавлено

Гостиная

Главная спальня

Вторая спальня

Столовая

Кухня

Кабинет

Шаг 5

Настройка устройства.

Выберите ваше устройство. Далее нажмите символ  , чтобы заполнить персональные данные/ добавить участников / поменять единицы измерения веса: кг - фунт - стоун / проверить уровень заряда батареи/поделиться участниками/подключить Apple Health/ Настройки доступа к данным Fitbit.

Заполните данные пользователя: имя, пол, дата рождения, рост.

Измерения будут корректными только после указания персональных данных пользователей.

Одни весы могут использовать на одном смартфоне одновременно 10 пользователей. Каждый из которых может создать свою личную учётную запись и отслеживать динамику изменений своих показателей. Добавить пользователя можно в разделе Me - Members - Add member.



Шаг 6



Нажмите  , чтобы установить «Целевой вес/ Target weight» и «Целевую долю жира/Target fat» и «подтвердить/confirm», когда закончите .

<

setting target



target weight

52kg



target fat

18.9%



confirm

Измерение параметров для анализа тела

Шаг 1



Снимите обувь и носки, встаньте на платформу весов босыми ногами для измерения веса тела, BMI (индекса массы тела), BFR (индекса жировой массы), мышечной массы, доли воды в организме, костной массы, BMR (базального уровня обмена веществ), висцерального жира, телесного жира, уровня белка, метаболического возраста.



Вес измеряется и записывается, затем отображается на весах значок “□□□□□” (пять квадратов) , указывающий, что данные анализируются, пожалуйста, оставайтесь на месте. После завершения вес будет зафиксирован и отобразится на дисплее весов и в приложении, показывающем все значения состава тела.


Шаг 2

Щелкните по каждому значению, чтобы просмотреть рекомендации.




Шаг 3

Вы можете просмотреть тенденции данных по неделям (weeks) / месяцам (months) / годам (years), нажав кнопку в разделе TREND.



Шаг 4

В этом же разделе TREND Вы можете просмотреть список последних записей измерений, нажав кнопку  .



Уважаемый пользователь!

Все данные (BMI (индекса массы тела), BFR (индекса жировой массы), мышечной массы, доли воды в организме, костной массы, BMR (базального уровня обмена веществ), висцерального жира, телесного жира, уровня белка, метаболического возраста) носят справочный характер, для более детальной консультации обращайтесь к специалистам данной области.

Меры устранения неисправностей и ошибки на индикаторе весов.

Неисправность, ошибка	Пояснения и меры устранения неисправностей, ошибок
Индикатор весов не загорается, весы не включаются	Весы включаются, и индикатор загорается, только когда на весы кладут вес более 5 кг, пожалуйста, убедитесь в этом. Проверьте на ровную ли поверхность установлены весы. Проверьте правильно ли установлены батарейки, соблюдена ли полярность.
Надпись "LO" на индикаторе весов	Батарейки разряжены, пожалуйста, откройте крышку батарейного отсека и замените батареи на новые, соблюдая полярность.
Надпись «ERR» на индикаторе весов	Весы превышают максимальную вместимость, пожалуйста, снимите груз, чтобы избежать повреждений. Не проводите измерения, пока на экране не появится надпись «0.0».
Надпись «Err1» на индикаторе весов	Измеренный процент жира в организме составляет менее 5% или более 50%. Или неудачное тестирование. Убедитесь, что пользователь стоит босиком на платформе весов. Попробуйте повторно произвести измерения.
На экране устройства отображается вес, но нет данных анализа в приложении или отображается «Err2»	Убедитесь, что пользователь стоит босиком на платформе весов; убедитесь, что введены параметры профиля полностью (вес, рост, пол, возраст); убедитесь, что находитесь на странице устройства Smart Scale EVOLUTION, что весы подключены; убедитесь, что поверхность весов находятся в чистом состоянии; убедитесь, что Bluetooth смартфона включен. Если описанное выше не помогло решить проблему, сначала сбросьте устройство (удерживанием несколько секунд кнопки около батареек), а затем подключите повторно в приложение. Порядок и подключение устройства описан выше.

Если проблема по-прежнему не может быть решена с помощью приведенных выше решений, обратитесь в авторизованный сервисный центр или к дилеру.

Запрещается разбирать, ремонтировать и модифицировать прибор.

FAQ

Вопрос	Ответ
Почему показатели тела отличаются в зависимости от времени и места взвешивания?	Состав тела постоянно меняется и могут быть небольшие изменения в его показателях. Для того, чтобы показатели были точными, убедитесь, что Вы делаете измерения в одинаковых условиях. Пожалуйста, размещайте весы на твердой и ровной поверхности. Точность данных, рассчитываемая весами, может быть изменена в следующих случаях: высокий уровень алкоголя; высокий уровень кофеина; после интенсивных занятий спортом; во время болезни; во время беременности; после тяжелой еды; при наличии проблем с обезвоживанием ;ваши личные данные (рост, возраст, пол) были введены неправильно; если у Вас мокрые или сухие ноги; отеки тела.
Можно ли взвешивать детей весами Evolution?	Это возможно только в присутствии взрослых людей, контролирующих их действия. Нажмите в середине главной страницы «Детский режим /Baby Mode», выберите в левой верхней части, чтобы задать информацию о ребенке. Затем нажмите «Взвешивание ребенка/Baby Weighing», чтобы произвести измерение. 1. Взрослый взвешивается первым. 2. После стабилизации веса поддержите ребенка, чтобы взвесить. 3. Далее, система автоматически рассчитает вес ребенка.
Могут ли пользоваться одним приложением на одном смартфоне несколько людей для получения данных анализа своего тела?	Одни весы можно подключить к одному смартфону. На одном смартфоне может использовать одно приложение до 10 пользователей для получения данных анализа своего тела. 1. Для добавления новых пользователей: — коснитесь справа внизу — щелкните «Участники/Members» — нажмите «Добавить пользователя/Add member» — Отредактируйте информацию о пользователе и сохраните. — Затем вернитесь на главную страницу Smart Scale. 2. Справа сверху, выберите нужного пользователя . 3. Повторите Пуск, чтобы использовать шкалу измерения состава тела, шаги, необходимые для измерения.
Можно ли использовать весы без приложения?	Да, можно. Но в таком случае будет отображаться только вес. Чтобы узнать другие показатели, Вам будет необходимо приложение Smart Life. Как подключить и настроить приложение описано выше.

Меры безопасности и рекомендации по использованию

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
2. Не используйте устройство в случае повреждения его деталей. Не разбирайте, не ремонтируйте и не преобразовывайте данное устройство самостоятельно, данные работы должны осуществляться только квалифицированными специалистами в авторизованном сервисном центре.
3. Весы являются высокоточным измерительным устройством. Никогда не прыгайте и не топайте по весам, не разбирайте их и обращайтесь с ними осторожно, чтобы не сломать при перемещении. Запрещается становиться на платформу весов более, чем одному человеку.
4. Не допускайте попадания воды на устройство и не погружайте его в воду или другие жидкости.
5. Используйте мягкую ткань со спиртом или очистителем для стекол, чтобы очистить поверхность платформы, если она грязная. Не используйте мыло или другие химикаты.
6. Запрещается использовать растворители и другие агрессивные вещества для чистки поверхности.
7. Поверхность скользкая во влажном состоянии! Платформа весов может быть довольно скользкой во влажном состоянии, поэтому перед использованием убедитесь, что и платформа весов, и ваши ноги сухие. Никогда не наступайте на платформу весов мокрой ногой.



8. Устанавливайте весы на ровную, твердую поверхность.
9. Не устанавливайте устройство вблизи источника тепла, влаги, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.
10. Не подвергайте весы воздействию влаги, пыли, ударов.
11. Не перегружайте весы.
12. Не держите весы под нагрузкой длительное время.
13. Используйте только рекомендуемые изготовителем аксессуары.

Безопасная утилизация



Утилизируйте устройство и батарейки только в специальные пункты приема. Старые электронные изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Использованное оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ресурсы. Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования, пожалуйста, обратитесь в соответствующие городские службы, пункты утилизации или в магазин, где был приобретен данный продукт.

Техническое обслуживание, гарантийные обязательства

Срок службы: 24 месяца

Срок гарантии: 12 месяцев.

Дата изготовления: сентябрь 2022 г.

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки. Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока.

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства. Если ремонт был осуществлен в другом месте, гарантия становится недействительной. Информация о сервисном центре приведена ниже.

Информация об изготовителе и импортере

Изготовитель: Max Noble Global Limited

Адрес: flat 1206, Eastern comm Ctr, 397 Hennessy RD, Wanchai, Hong Kong, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер на территорию Республики Беларусь: Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, оф. 203. Тел. +375 (33)-300-13-14
info@neolink.by neolink.by evolution.by

Сервисный центр: Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, этаж 3,5. Тел. +375 (33)-300-13-16



Гарантийный талон

Гарантийный талон №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон

Заполняется фирмой-продавцом

Наименование устройства	Напольные весы
Модель устройства	BTF2 / BTF3 (ненужное вычеркнуть)
Наименование продавца	
Дата продажи	

ФИО и телефон покупателя

Подпись продавца

Печать продающей организации

--	--

Ремонт

[illegible]

Если вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.

onliner

OZON

Scan
to website



Download APP
“Smart Life”

